

Trebušni pas postoperativen art. 3344, 3501, 3300, 3016 Safte Orione
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745

NAVODILA ZA NOŠENJE

Pas namestite okoli trebuha nad spodnjo majico. Z velcro trakovi zapnete pas tako, da bo pritisk (kompresija) ustrezena.

OPOZORILA

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebo za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo. Preprečite stik izdelka s kremami in mazili.

Izdelek ni sterilan.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo izdelka, ne povzročajo stranskih in neželenih učinkov. Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebo.

IZDELEK	INDIKACIJE
Pas trebušni	Po kirurških posegih. Po porodu. Za sprostitvev oz. podporo trebušnim mišicam. Preventiva pri športnih aktivnostih. KONTRAINDIKACIJE: Ne uporabljajte pasu, če vam je odsvetovano kompresijsko zdravljenje.

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja. **POMEMBNO** V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

Datum prevoda: 23.9.2024



Trebušni pas postoperativen art. 3344, 3501, 3300, 3016 Safte Orione
Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745

NAVODILA ZA NOŠENJE

Pas namestite okoli trebuha nad spodnjo majico. Z velcro trakovi zapnete pas tako, da bo pritisk (kompresija) ustrezena.

OPOZORILA

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo. Preprečite stik izdelka s kremami in mazili.

Izdelek ni sterilan.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo izdelka, ne povzročajo stranskih in neželenih učinkov. Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

IZDELEK	INDIKACIJE
Pas trebušni	Po kirurških posegih. Po porodu. Za sprostitev oz. podporo trebušnim mišicam. Preventiva pri športnih aktivnostih. KONTRAINDIKACIJE: Ne uporabljate pasu, če vam je odsvetovano kompresijsko zdravljenje.

NAVODILA ZA PRANJE Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

ODLAGANJE Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja. **POMEMBNO** V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: meddev.vigilance@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si

Datum prevoda: 23.9.2024

