



orione
Jolie
mamã
DENACTIV
urania
Okped
orione



ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

NAMEN UPORABE

Zmanjšujejo pritisk in trenje na bolečem prstu. Prav tako pomagajo izboljšati celjenje.
Priporočeni za žulje, kladivaste prste in poškodbe prstov.

PRESOJE

Ni znanih stranskih učinkov, če se naprava uporablja v skladu z navodili v razdelku Namen uporabe/Opozorila.

OPOZORILA

Izdelek ne nanašajte neposredno na odprto rano. V primeru draženja, lokalnih težav s cirkulacijo ali drugih neželenih učinkov prenehajte z uporabo in se posvetujte z medicinskim ali strokovnim osebjem.

Uporabo izdelka prekinite za najmanj 4 ure dnevno, da koža lahko diha.

Izberite primeren artikel in velikost (po potrebi preverite, ali gre za desno ali levo stran).

Izdelek ne shranjujte v bližini virov toplote.

Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Izdelek ne uporabljajte, če je opazna njegova obraba.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Čistite z vlažno krpo.

Pustite, da se posuši na zraku, stran od virov toplote.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

SESTAVA

Polimerni gel.

MATERIAL

Poliamid in elastan.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si



MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745

NAMEN UPORABE

Zmanjšujejo pritisk in trenje na bolečem prstu. Prav tako pomagajo izboljšati celjenje.
Priporočeni za žulje, kladivaste prste in poškodbe prstov.

PRESOJE

Ni znanih stranskih učinkov, če se naprava uporablja v skladu z navodili v razdelku Namen uporabe/Opozorila.

OPOZORILA

Izdelek ne nanašajte neposredno na odprto rano. V primeru draženja, lokalnih težav s cirkulacijo ali drugih neželenih učinkov prenehajte z uporabo in se posvetujte z medicinskim ali strokovnim osebjem.

Uporabo izdelka prekinite za najmanj 4 ure dnevno, da koža lahko diha.

Izberite primeren artikel in velikost (po potrebi preverite, ali gre za desno ali levo stran).

Izdelek ne shranjujte v bližini virov toplote.

Izdelek hranite zunaj dosega otrok.

Izdelek ne uporabljajte, če je opazna njegova obraba.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Čistite z vlažno krpo.

Pustite, da se posuši na zraku, stran od virov toplote.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

SESTAVA

Polimerni gel.

MATERIAL

Poliamid in elastan.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: info@opornice.net ali info@medicas.si



