

### Opornica za hallux valgus art. 228

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745

#### INDIKACIJE:

Opornica je namejena korekciji in zmanjšanju bolečine nožnega palca med dnevnimi aktivnostmi.

#### OPOZORILA:

Za namestitev se posvetujte z zdravniki, fizioterapevti ali drugim kompetentnim osebjem. Narejena je iz poliamida in elastana, vendar se raztegne le v širino, da se prilagodi anatomski obliki stopala.

**UPORABA:** kapico opornice namestimo na palec, da ga popolnoma pokriva (poglej sliko na škatli). Trak potegnemo za peto in zapnemo na ježka, ki je na zunanji strani stopala. Več kot se trak potegne, bolj se prst naravna. Priporočljivo je, da prve dni ne zategujemo močno. Po 7-10 dneh postopno zategujete trak dokler prst ni naravnat. Ne nanašamo krem, opornice ne nosimo na odprti rani, ni sterilno. V primeru otekanja, bolečin ali katerih drugih stanj, ki bi odstopale od običajnih, takoj prenehamo z nošenjem in se posvetujemo z zdravnikom.

**KONTRAINDIKACIJE:** Opornice se NE uporabljajo ponoči, ter v primeru, da se palec ne premakne lateralno ali v kombinaciji z kremami in olji.

**VZDRŽEVANJE:** Učinek opornice se ohrani z ročnim pranjem v mlačni vodi z nevtralnimi milom. Izogibanje direktnim virom toplote pri sušenju (radiator, sušilni stroj,...). Ne spreminjamo strukture izdelka.

V primeru hujših stranskih učinkov ali neželenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži, navodilih.

Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja. Proizvod ima oznako CE v skladu s pravili 93/42/CEE (Zakon o medicinskih proizvodih) ter ustraja direktivi EU MDR 2017.

Proizvajalec: Safta S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223 ter Medicas d.o.o.

Datum prevoda: 10.1.2023

Vse informacije nas lahko kontaktirate na: [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net), [www.opornice.net](http://www.opornice.net), ali [info@medicas.si](mailto:info@medicas.si)



OPORNICE.NET  
NOUS, Jakob Čufer s.p.,  
Komen 99, 6223 Komen

[www.opornice.net](http://www.opornice.net) | [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net) | 051 771 123

Proizvajalec: Safta S.p.A. Via Adamello 13, 10093 Collegno (TO) Italy [www.safta.it](http://www.safta.it) ali [info@safta.it](mailto:info@safta.it)

### Opornica za hallux valgus art. 228

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745

#### INDIKACIJE:

Opornica je namejena korekciji in zmanjšanju bolečine nožnega palca med dnevnimi aktivnostmi.

#### OPOZORILA:

Za namestitev se posvetujte z zdravniki, fizioterapevti ali drugim kompetentnim osebjem. Narejena je iz poliamida in elastana, vendar se raztegne le v širino, da se prilagodi anatomski obliki stopala.

**UPORABA:** kapico opornice namestimo na palec, da ga popolnoma pokriva (poglej sliko na škatli). Trak potegnemo za peto in zapnemo na ježka, ki je na zunanji strani stopala. Več kot se trak potegne, bolj se prst naravna. Priporočljivo je, da prve dni ne zategujemo močno. Po 7-10 dneh postopno zategujete trak dokler prst ni naravnat. Ne nanašamo krem, opornice ne nosimo na odprti rani, ni sterilno. V primeru otekanja, bolečin ali katerih drugih stanj, ki bi odstopale od običajnih, takoj prenehamo z nošenjem in se posvetujemo z zdravnikom.

**KONTRAINDIKACIJE:** Opornice se NE uporabljajo ponoči, ter v primeru, da se palec ne premakne lateralno ali v kombinaciji z kremami in olji.

**VZDRŽEVANJE:** Učinek opornice se ohrani z ročnim pranjem v mlačni vodi z nevtralnimi milom. Izogibanje direktnim virom toplote pri sušenju (radiator, sušilni stroj,...). Ne spreminjamo strukture izdelka.

V primeru hujših stranskih učinkov ali neželenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži, navodilih.

Zavrzite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja. Proizvod ima oznako CE v skladu s pravili 93/42/CEE (Zakon o medicinskih proizvodih) ter ustraja direktivi EU MDR 2017.

Proizvajalec: Safta S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223 ter Medicas d.o.o.

Datum prevoda: 10.1.2023

Vse informacije nas lahko kontaktirate na: [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net), [www.opornice.net](http://www.opornice.net), ali [info@medicas.si](mailto:info@medicas.si)



OPORNICE.NET  
NOUS, Jakob Čufer s.p.,  
Komen 99, 6223 Komen

[www.opornice.net](http://www.opornice.net) | [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net) | 051 771 123

Proizvajalec: Safta S.p.A. Via Adamello 13, 10093 Collegno (TO) Italy [www.safta.it](http://www.safta.it) ali [info@safta.it](mailto:info@safta.it)