



orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## Opornica za koleno Orione, art. 488

### Namestitev:

Izberite ustrezno velikost. Namestite opornic. Pogačica mora biti postavljena v središče krožnega vzorca. Opornico namestite pravilno s potegi na zgornji in spodnji rob opornice. Pri čemer delujte na zgornji in spodnji rob opornice za koleno.

### OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem ali specialistom glede izbire modela, ustrezne velikosti ter načina in trajanja uporabe. Pozor, medicinski pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo funkcionalnost. Materiali, uporabljeni pri izdelavi, v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

**NAVODILA ZA PRANJE** Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

**ODLAGANJE** Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

**POMEMBNO** V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: [meddev.vigilance@jazmp.si](mailto:meddev.vigilance@jazmp.si)  
Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: [info@safte.it](mailto:info@safte.it)  
Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net) ali [info@medicas.si](mailto:info@medicas.si)

Datum prevoda: 09.10.2025





orione  
Jolie  
mamã  
BENACTIV  
urania  
Okped  
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13  
10093 Collegno (To) Italy  
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126  
E-mail – info@safte.it  
www.safte.it

## Opornica za koleno Orione, art. 488

### Namestitev:

Izberite ustrezno velikost. Namestite opornic. Pogačica mora biti postavljena v središče krožnega vzorca. Opornico namestite pravilno s potegi na zgornji in spodnji rob opornice. Pri čemer delujte na zgornji in spodnji rob opornice za koleno.

### OPOZORILA

Za pravilno uporabo se posvetujte z medicinskim osebjem ali specialistom glede izbire modela, ustrezne velikosti ter načina in trajanja uporabe. Pozor, medicinski pripomoček ni sterilen. Ne postavljajte ga v stik s poškodovano kožo. Ne uporabljajte mazil ali krem v neposrednem stiku s pripomočkom. Ne spreminjajte strukture pripomočka, saj lahko to vpliva na njegovo funkcionalnost. Materiali, uporabljeni pri izdelavi, v večini primerov ne povzročajo stranskih učinkov. Če se pojavijo stranski učinki, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

**NAVODILA ZA PRANJE** Ročno pranje v topli vodi z nevtralnimi milom. Temeljito sperite. Sušite v ležečem položaju pri sobni temperaturi, stran od virov toplote. Ne nosite, dokler ni popolnoma suho. Ko je suho, ponovno namestite opornico.

**ODLAGANJE** Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja.

**POMEMBNO** V primeru hujših stranskih učinkov ali ne željenih učinkov, takoj kontaktirajte prodajalca ali distributerja označenega na embalaži oz. navodilih ter JAZMP (Javna agencija za medicinske pripomočke RS). Kontakt: [meddev.vigilance@jazmp.si](mailto:meddev.vigilance@jazmp.si)  
Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: [info@safte.it](mailto:info@safte.it)  
Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt: [info@opornice.net](mailto:info@opornice.net) ali [info@medicas.si](mailto:info@medicas.si)

Datum prevoda: 09.10.2025

