



orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 120-121-123 – ortopedski vložki MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 NAVODILA ZA UPORABO

Vložki naj ostanejo v čevljih, ko jih ne uporabljate, saj bodo tako bolje ohranili obliko skozi čas.

V primeru močnega potenja nog se priporoča, da jih pustite "posušiti" znotraj čevlja.

Če podloge izvlečete iz čevljev in jih pustite sušiti zunaj čevljev, se lahko njihova oblika zvije. V tem primeru jih preprosto vrnite nazaj v čevlje in s toploto stopala bodo spet dobile svojo obliko.

POZOR: močno priporočamo, da podlog ne postavljate v stik z viri toplote (npr. radiatorji, peči itd.) ali na sonce.

V redkih primerih, če se po uporabi podlog zgornji del usnja premakne naprej preko spodnjega dela podloge, nežno dvignite zgornji del in ga vrnite v prvotni položaj.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo glede na navedbo različnih bolezni se posvetujte z medicinskim in/ali ortopedskim strokovnim osebjem.

Preverite, ali je izbrana velikost pravilna.

Številčenje ustreza tistemu, ki se običajno uporablja za obutev. Vložek vstavite v čevlja, pri čemer preverite, ali je za desno ali levo nogo.

Anatomska oblika vložka (obloženi del) mora biti v stiku s stopalom.

Vložka ne vstavite samo v en čevlji, saj bi to povzročilo neravnovesje med nogama.

Pozor, naprava ni sterilna. Ne postavljajte neposredno na poškodovano kožo. V redkih primerih, ko izdelek povzroči kontraindikacije ali bolečine, vložek takoj odstranite.

NAVODILA ZA PRANJE

Operite z vlažno krpo in neodstrupilnim milom.

Izogibajte se neposrednemu potopitvi v vodo; pustite, da se vložek posuši stran od virov toplote, preden ga ponovno nosite.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





orione
Jolie
mamã
BENACTIV
urania
Okped
orione



SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it

Art 120-121-123 – ortopedski vložki MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I V SKLADU Z UREDBO MDR 2017/745 NAVODILA ZA UPORABO

Vložki naj ostanejo v čevljih, ko jih ne uporabljate, saj bodo tako bolje ohranili obliko skozi čas.

V primeru močnega potenja nog se priporoča, da jih pustite "posušiti" znotraj čevlja.

Če podloge izvlečete iz čevljev in jih pustite sušiti zunaj čevljev, se lahko njihova oblika zvije. V tem primeru jih preprosto vrnite nazaj v čevlje in s toploto stopala bodo spet dobile svojo obliko.

POZOR: močno priporočamo, da podlog ne postavljate v stik z viri toplote (npr. radiatorji, peči itd.) ali na sonce.

V redkih primerih, če se po uporabi podlog zgornji del usnja premakne naprej preko spodnjega dela podloge, nežno dvignite zgornji del in ga vrnite v prvotni položaj.

OPOZORILA

Za pravilno uporabo glede na navedbo različnih bolezni se posvetujte z medicinskim in/ali ortopedskim strokovnim osebjem.

Preverite, ali je izbrana velikost pravilna.

Številčenje ustreza tistemu, ki se običajno uporablja za obutev. Vložek vstavite v čevlja, pri čemer preverite, ali je za desno ali levo nogo.

Anatomska oblika vložka (obloženi del) mora biti v stiku s stopalom.

Vložka ne vstavite samo v en čevlji, saj bi to povzročilo neravnovesje med nogama.

Pozor, naprava ni sterilna. Ne postavljajte neposredno na poškodovano kožo. V redkih primerih, ko izdelek povzroči kontraindikacije ali bolečine, vložek takoj odstranite.

NAVODILA ZA PRANJE

Operite z vlažno krpo in neodstrupilnim milom.

Izogibajte se neposrednemu potopitvi v vodo; pustite, da se vložek posuši stran od virov toplote, preden ga ponovno nosite.

ODSTRANITEV

Odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.


POROČILA

Morebitni incidenti v povezavi z uporabo pripomočka morajo biti sporočeni družbi SAFTE S.r.l. in pristojnemu organu.

Kontakt: info@jazmp.si Proizvajalec: Safte S.r.l., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija. Kontakt: info@safte.it Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223. Kontakt:

info@opornice.net ali info@medicas.si





SAFTE S.r.l. – Via Adamello, 13
10093 Collegno (To) Italy
Tel. 011.4038111 – Fax 011.4038126
E-mail – info@safte.it
www.safte.it