

Kompresijski postoperativni nadržek na ježka/zadrگو Orione, art.

9652, 9651

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Postoperativna stanja dojk (odstranjevalni ali rekonstrukcijski procesi). Nadržek je brezšiven na prsih, odpira se spredaj. Široke naramnice omogočajo udobje in se ne zvijajo.

KONTRAINDIKACIJE

Zelo občutljiva koža ali brazgotina v okolici operacije, kožne bolezni, radiodermatitis, kontaktni dermatitis.

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne velikosti, uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo.

Preprečite stik izdelka s kremami in mazili.

Izdelek ni sterilan.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo izdelka, ne povzročajo stranskih in neželenih učinkov.

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

Nadržek se nosi kot običajno nadržek.

NAVODILA ZA PRANJE

Operite z vodo in nežnim milom. Izogibajte se uporabi detergentov. Sušite proč od virov toplote.

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja. Proizvod ima oznako CE v skladu s pravili 93/42/CEE (Direktiva o medicinskih proizvodih).

Proizvajalec: Safta S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija.

Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223

Datum prevoda. 19.5.2021

Vse informacije so dostopne na www.safta.it

OPORNICE.NET

NOUS, Jakob Čufer s.p.,

Komen 99, 6223 Komen

www.opornice.net | info@opornice.net | 051 771 123



Kompresijski postoperativni nadržek na ježka/zadrگو Orione, art.

9652, 9651

Medicinski pripomoček I razreda v skladu z direktivo MDR 2017/745

INDIKACIJE

Postoperativna stanja dojk (odstranjevalni ali rekonstrukcijski procesi). Nadržek je brezšiven na prsih, odpira se spredaj. Široke naramnice omogočajo udobje in se ne zvijajo.

KONTRAINDIKACIJE

Zelo občutljiva koža ali brazgotina v okolici operacije, kožne bolezni, radiodermatitis, kontaktni dermatitis.

Obrnite se na strokovno usposobljeno osebje za svetovanje glede pravilne velikosti, uporabe, časa ter načina uporabe.

Preprečite stik izdelka s poškodovano kožo.

Preprečite stik izdelka s kremami in mazili.

Izdelek ni sterilan.

Ne spreminjajte strukture izdelka, ker lahko vpliva na njegovo učinkovitost.

Materiali, uporabljeni za izdelavo izdelka, ne povzročajo stranskih in neželenih učinkov.

Pri morebitnem pojavu stranskih učinkov, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se obrnite na medicinsko osebje.

Nadržek se nosi kot običajno nadržek.

NAVODILA ZA PRANJE

Operite z vodo in nežnim milom. Izogibajte se uporabi detergentov. Sušite proč od virov toplote.

OPORNICE.NET

NOUS, Jakob Čufer s.p.,

Komen 99, 6223 Komen

www.opornice.net | info@opornice.net | 051 771 123



MEDICAS



MEDICAS

Zavržite v skladu s predpisi, ki jih določa veljavna zakonodaja. Proizvod ima oznako CE v skladu s pravili 93/42/CEE (Direktiva o medicinskih proizvodih).
Proizvajalec: Safte S.P.A., Via Adamello 13, 10093 Collegno, Italija.
Distributer, NOUS Jakob Čufer s.p., Komen 99, 6223
Datum prevoda. 19.5.2021
Vse informacije so dostopne na www.safte.it



CE

OPORNICE.NET
NOUS, Jakob Čufer s.p.,
Komen 99, 6223 Komen

www.opornice.net | info@opornice.net | 051 771 123

OPORNICE.NET
NOUS, Jakob Čufer s.p.,
Komen 99, 6223 Komen

www.opornice.net | info@opornice.net | 051 771 123